

Σωλήνες εργασίας



Μεγάλη ποικιλία σωλήνων εργασίας

Διατίθενται σωλήνες εργασίας για διαφορετικές εφαρμογές και θερμοκρασίες. Οι τεχνικές προδιαγραφές των διαφόρων σωλήνων εργασίας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Υλικό	Εξωτερική Ø σωλήνα mm	Μέγ. κλίση της καμπύλης θέρμανσης K/h	Μεγ.θεμ. στην ατμόσφαιρα* °C	Μεγ. θερμ. σε λειτουργία κενού °C	Αεροστεγής
C 530 (Sillimantin) ¹	< 120	χωρίς περιορισμό	1300	δεν εφαρμόζεται	όχι
	από 120	200			
C 610 (Pythagoras) ¹	< 120	300	1400	1200	ναι
	από 120	200			
C 799 (99,7 % Al ₂ O ₃) ¹	< 120	300	1800	1400	ναι
	από 120	200			
Πυριτικό γυαλί Κράμα CrFeAl	όλοι	χωρίς περιορισμό	1100	950	ναι
	όλοι	χωρίς περιορισμό	1300	1100	ναι

*Σε επιθετικές ατμόσφαιρες ενδέχεται να μειώνεται η μεγ. επιτρεπόμενη θερμοκρασία

¹Ανοχές σε σχέση με το σχηματισμό και την ακρίβεια θέσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 40680

Σωλήνες εργασίας για περιστροφικούς σωληνωτούς κλιβάνους: βασικός (●) και προαιρετικός εξοπλισμός (○)

Διαστάσεις Εξωτ. διαμ. Ø X Εσωτ. διαμ. Ø X Μήκος	Αριθμός παραγγελίας ¹		Περιστροφικοί σωληνωτοί κλιβάνοι συνεχούς ροής / RSRC					ασυνεχούς λειτουργίας RSRB												
	Σωλήνας εργασίας	Σωλήνας αντικατάστασης	1100 °C					1300 °C												
			80-500	80-750	120-500	120-750	120-1000	80-500	80-750	120-500	120-750	120-1000	80-500	80-750	120-500	120-750	120-1000			
Κεραμικός σωλήνας C 530																				
80 x 65 x 1540 mm	601405318	691404536	○						●											
80 x 65 x 1790 mm	601405319	691404537		○		○				●		○								
80 x 65 x 2040 mm	601404701	691404538						○												
110 x 95 x 1540 mm	601405320	691404539			○						●									
110 x 95 x 1790 mm	601405321	691403376				○						●								
110 x 95 x 2040 mm	601405322	691404540					○						●							
Κεραμικός σωλήνας C 610																				
80 x 65 x 1540 mm	601405313	691404541	○						○											
80 x 65 x 1790 mm	601405314	691404542		○		○				○		○								
80 x 65 x 2040 mm	601404707	691404543						○												
110 x 95 x 1540 mm	601405315	691404544			○						○									
110 x 95 x 1790 mm	601405316	691404561				○						○								
110 x 95 x 2040 mm	601405317	691403437					○						○							
Σωλήνας πυριτικού γυαλιού																				
76 x 70 x 1540 mm	601405308	691404545	●						○		○									
76 x 70 x 1790 mm	601405309	691404546		●		○				○		○								
76 x 70 x 2040 mm	601404713	691404547					○						○							
106 x 100 x 1540 mm	601405310	691403519			●						○									
106 x 100 x 1790 mm	601405311	691403305				●						○								
106 x 100 x 2040 mm	601405312	691404548					●						○							
Σωλήνας πυριτικού γυαλιού με κόμβους																				
76 x 70 x 1540 mm	601405301	691404549	○						○											
76 x 70 x 1790 mm	601405304	691404550		○		○				○		○								
76 x 70 x 2040 mm	601404719	691404551					○						○							
106 x 100 x 1540 mm	601405305	691404552			○						○									
106 x 100 x 1790 mm	601405306	691403442				○						○								
106 x 100 x 2040 mm	601405307	691404553					○						○							
Κράμα CrFeAl																				
75 x 66 x 1540 mm	601405296	691405357	○		○				○		○									
75 x 66 x 1790 mm	601405297	691405231		○		○				○		○								
109 x 99 x 1540 mm	601405298	691403682			○						○									
109 x 99 x 1790 mm	601405299	691403607				○						○								
109 x 99 x 2040 mm	601405300	691405122					○						○							
Αντιδραστήρας πυριτικού γυαλιού																				
76 x 70 x 1140 mm	601402746	691402548											●		○					
76 x 70 x 1390 mm	601402747	691402272												●				○		
106 x 100 x 1140 mm	601402748	691402629													●					
106 x 100 x 1390 mm	601402749	691402638																●		
Αντιδραστήρας πυριτικού γυαλιού με κόμβους																				
76 x 70 x 1140 mm	601404723	691402804											○							
76 x 70 x 1390 mm	601404724	691403429												○						
106 x 100 x 1140 mm	601404725	691403355													○					
106 x 100 x 1390 mm	601404726	691403296														○				
Αντιδραστήρας πυριτικού γυαλιού μικτού τύπου																				
76 x 70 x 1140 mm	601404727	691403407											○							
76 x 70 x 1390 mm	601404728	691404554												○						
106 x 100 x 1140 mm	601404732	691404557													○					
106 x 100 x 1390 mm	601404733	691404558														○				

● Κλασικός σωλήνας εργασίας

○ Προαιρετικά διαθέσιμος σωλήνας εργασίας

¹Σωλήνες/αντιδραστήρες με τοποθετημένους δακτυλίους για τον περιστροφικό κινητήρα. Εφεδρικοί σωλήνες χωρίς δακτυλίους.

